

FUJIFILM
Value from Innovation

Nuevo

WB11003DV / WB7025DC

WB1318DE

Cepillos de limpieza desechables



WB11003DV

para cilindro de succión,
cilindro de válvula de aire/
agua y entrada del canal
del instrumento



WB7025DC

para canal
del instrumento
y canal de succión




WB1318DE

para extremo distal
y elevador de fórceps

WB11003DV / WB7025DC / WB1318DE


Disposable Cleaning Brushes

Se dispone de cepillos de limpieza de tipo desechable para dar respuesta a las necesidades clínicas. Hay tres tipos distintos según el uso.

Especificación				
	Nombre del modelo	Uso	Unidad empaquetada	Endoscopios compatibles
	WB11003DV	Limpieza de cilindro de succión y de válvula de aire/agua, entrada del canal del instrumento	40/caja	Serie 700 y otros endoscopios. Consulte el manual.


 No se debe reutilizar/Para un solo paciente

Nombre del producto: Cepillo de limpieza
GMDN: 38835
Nombre genérico: Cepillo de limpieza de endoscopio, de un único uso

Especificación				
	Nombre del modelo	Uso	Unidad empaquetada	Endoscopios compatibles
	WB7025DC	Limpieza de instrumento/canal de succión	40/caja	Serie 700 y otros endoscopios. Consulte el manual.

 No se debe reutilizar/Para un solo paciente

Nombre del producto: Cepillo de limpieza
GMDN: 38835
Nombre genérico: Cepillo de limpieza de endoscopio, de un único uso

Especificación				
	Nombre del modelo	Uso	Unidad empaquetada	Endoscopios compatibles
	WB1318DE	Limpieza de extremo distal y mecanismo elevador de fórceps	40/caja	Endoscopios con el mecanismo elevador de fórceps. Consulte el manual.

 No se debe reutilizar/Para un solo paciente

Nombre del producto: Cepillo de limpieza
GMDN: 38835
Nombre genérico: Cepillo de limpieza de endoscopio, de un único uso

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN
<http://www.fujifilm.com/>

SGE-162-00 201901-IS